

## Recommandations relatives à l'usage d'Oxygenetix après un traitement au laser

**Les recommandations fournies dans le présent document sont laissées à la discrétion du médecin traitant, qui doit les appliquer selon ce qu'il juge approprié. Ni Oxygenetix ni Biophora ne prétendent avoir l'autorité médicale nécessaire pour imposer une marche à suivre plutôt qu'une autre – les recommandations sont en fait des suggestions faites par divers professionnels de la santé qui s'appuient sur leur expérience et sur ce qui a bien fonctionné dans leur pratique. C'est à vous, en tant que professionnel de la santé, d'indiquer à vos employés la méthode que vous préférez pour appliquer et utiliser l'hydratant et le fond teint respirant Oxygenetix.**

### Protocole d'utilisation d'Oxygenetix après un traitement au laser

Par le Dr Jon Grazer

Le protocole d'utilisation d'Oxygenetix après un traitement ablatif de haute intensité au laser consiste à appliquer le produit en question pour former un masque protecteur. Vous pouvez couvrir tout le visage (et le cou, s'il y a lieu) en appliquant plusieurs couches de fond de teint, jusqu'à ce que toute la région traitée soit couverte.

Le fond de teint remplit deux fonctions : en plus de dissimuler considérablement, voire complètement la rougeur et l'œdème pour donner au visage une plus belle apparence, il favorise le rétablissement et la cicatrisation de la peau, ce qui permet d'obtenir un meilleur résultat.

Le patient doit revenir au bureau du médecin au bout de 48 heures pour que l'on puisse nettoyer la peau et retirer le masque protecteur post-traitement Oxygenetix. Ensuite, il peut utiliser le produit de façon quotidienne comme maquillage et ainsi continuer de profiter des avantages d'Oxygenetix.

*Protocole recommandé par le Dr Jon Grazer, médecin en titre, Newport Beach, CA 949-644-1240*

<http://www.drgrazer.com>

400 Newport Center Drive, Suite 302

Newport Beach, CA 92660

Téléphone : 949-644-1240

Télécopieur : 949-644-9274

Après un **resurfaçage ou une ablation au laser**, certains médecins attendent 48 heures avant d'utiliser Oxygenetix. D'autres appliquent un onguent occlusif durant les 48 premières heures afin de protéger la peau pendant qu'elle est la plus fragile, puis optent pour des bains de vinaigre et d'eau toutes les heures ou à des intervalles de quelques heures (huit bains par jour habituellement) pour une période de cinq jours ou moins. Pour les bains, il suffit de passer une éponge sur le visage avec le vinaigre et l'eau et de réappliquer l'onguent entre chaque bain. Certains médecins recommandent d'appliquer une couche épaisse d'onguent après chaque bain, puis de remplacer l'onguent par l'hydratant Oxygenetix au bout de 48 heures. Par après, il faut éviter de combiner les deux produits, quel que soit celui qui est recommandé par le médecin, car cela pourrait nuire aux propriétés respirantes et cicatrisantes d'Oxygenetix. On peut ensuite appliquer le fond de teint Oxygenetix, que l'on ait utilisé l'hydratant Oxygenetix ou un onguent occlusif. On recommande d'utiliser une éponge bien propre, en tamponnant la peau doucement pour couvrir le visage le mieux possible et éviter d'abîmer la peau. La sixième journée, les patients peuvent recommencer à utiliser leurs produits et maquillage habituels. Cependant, le fond de teint Oxygenetix est un produit idéal qui peut être utilisé au quotidien, surtout si la desquamation persiste, jusqu'à ce que la peau retrouve son état normal. Sachez que le rétablissement peut prendre plus d'un mois chez les patients de plus de 55 ans, car le processus de guérison est plus lent dans leur cas.

### Protocole combinant Vi Peel et Oxygenetix

#### Jour 1

Appliquez le masque exfoliant en suivant les directives, puis appliquez immédiatement le fond de teint Oxygenetix avec un gant, en tapotant.

Soir : nettoyez le visage et séchez complètement en tapotant. Utilisez la première lingette post-traitement sur toute la zone exfoliée jusqu'à ce qu'elle soit bien sèche, en y allant plus vigoureusement sur les régions visées. Attendez 15 minutes, puis appliquez un mélange un pour un d'hydrocortisone et d'hydratant Oxygenetix sur toute la zone exfoliée.

## **Jour 2**

Matin : nettoyez le visage et séchez complètement en tapotant. Appliquez de l'hydrocortisone et l'hydratant Oxygenetix sur toute la zone exfoliée, puis faites de même avec le fond de teint Oxygenetix. Effectuez deux ou trois applications par jour, selon les besoins.

Soir : nettoyez le visage et séchez complètement en tapotant. Utilisez la deuxième lingette post-traitement sur toute la zone exfoliée jusqu'à ce qu'elle soit bien sèche, en y allant plus vigoureusement sur les régions visées. Attendez 15 minutes, puis appliquez un mélange un pour un d'hydrocortisone et d'hydratant Oxygenetix sur toute la zone exfoliée.

## **Jour 3**

Matin : nettoyez le visage et séchez complètement en tapotant. Appliquez de l'hydrocortisone et l'hydratant Oxygenetix sur toute la zone exfoliée, puis faites de même avec le fond de teint Oxygenetix. Effectuez deux ou trois applications par jour, selon les besoins.

Soir : nettoyez le visage et séchez complètement en tapotant. Appliquez de l'hydrocortisone et l'hydratant Oxygenetix.

Répétez ces étapes tout au long du processus d'exfoliation. Appliquez de l'hydrocortisone et l'hydratant Oxygenetix avec un fond de teint deux ou trois fois par jour, jusqu'à ce que la peau retrouve son état normal.

## **Recommandations générales à suivre après un traitement au laser**

L'information suivante a été fournie par Natalie Hashka, esthéticienne médicale et technicienne en laser, et est fondée sur ce qu'elle a observé dans le cadre de son travail avec plusieurs médecins.

### **Épilation au laser**

Le fond de teint respirant Oxygenetix peut être appliqué directement après le traitement pour dissimuler l'érythème (rougeur), pourvu qu'une protection FPS 30 ait d'abord été appliquée sur la peau. Les patients peuvent s'en servir tant qu'ils présentent des rougeurs, mais les effets secondaires s'estompent généralement en 24 heures ou moins.

### **Traitement à la lumière intense pulsée (LIP)**

Oxygenetix peut être appliqué directement après le traitement, pourvu qu'un hydratant adéquat et une protection FPS 30 aient d'abord été appliqués sur la peau. On recommande d'utiliser l'hydratant Derma Rich ou Oxygenetix suivant les besoins en cas de sécheresse ou de formation de croûtes, ou au minimum jour et soir, ainsi qu'un maquillage de camouflage au moins durant les 48 heures suivant le traitement, mais pas plus de 10 jours. Cela viendra atténuer les rougeurs, l'inflammation, la sensation de chaleur, la desquamation, la formation de croûtes et l'inconfort en général.

### **Raffermisssement cutané**

Oxygenetix doit être appliqué directement après le traitement. Une bonne application d'aloès ou de l'hydratant Oxygenetix et d'une protection FPS aidera à atténuer la sensation de chaleur et l'érythème (rougeur). Habituellement, la rougeur atteint un maximum d'intensité le jour du traitement ou s'intensifie à mesure que la journée avance. Certains patients peuvent subir des ecchymoses, selon la technologie employée. Oxygenetix peut aider à dissimuler la rougeur et les ecchymoses et atténuer la sensation de chaleur. Il doit être utilisé pour une période d'au moins 48 heures après le traitement, mais pas plus de 2 semaines. Mentionnons que la rougeur persiste davantage chez les patients qui ont une peau foncée. On recommande d'appliquer de la glace de façon intermittente durant les 24 heures qui suivent le traitement. L'hydratant Oxygenetix peut être appliqué au lieu de l'aloès que l'on recommande habituellement après ce traitement, avec de la glace. Il peut être appliqué jour et soir et, au besoin, après l'application de glace si la peau semble tendue ou desséchée.

### **Traitement laser à alexandrite des taches solaires (sans LIP)**

On recommande d'appliquer l'hydratant Oxygenetix directement après le traitement, puis une protection

FPS 30 adéquate. Un maquillage de camouflage peut être employé au besoin pour dissimuler toute irrégularité temporaire du teint de la peau. Chez la majorité des patients, les lésions deviennent plus foncées et une rougeur modérée est observée. On recommande de continuer d'appliquer l'hydratant Oxygenetix entre deux et dix jours afin d'accélérer la desquamation – le fait d'hydrater la lésion favorise la perte de peau sèche et la guérison. Le fond de teint Oxygenetix peut être utilisé durant une période de 48 heures à 2 semaines.

**Traitement au laser Nd-YAG de la couperose ou soin du visage au laser**

L'hydratant et le fond de teint Oxygenetix doivent être appliqués directement après le traitement afin d'atténuer toute rougeur légère et diffuse causée par la chaleur du laser. Le temps de rétablissement est très court pour ce traitement. Le fond de teint et l'hydratant aident grandement à apaiser la légère sensation de chaleur causée par le traitement. On recommande d'appliquer les deux produits le jour du traitement, avant que le patient quitte votre bureau.